

PACIENTE

NAVARRO, JUAN PABLO

5/12/1969 (52)

Sexo: hombre
ID: 10842486-9

Teléfono móvil: +56962064684
Correo electrónico: navargarit@gmail.com
Dirección:

RESULTADO

Fecha _____ Firma _____

APARATO


prisma SMART max		1/12/2021 – 28/12/2021		SN 26030685	FW 3.11.9
Modo	APAP	APAP	Est.	softSTART máx.	20 mín.
P máx.	12,5 cmH ₂ O	softPAP	2	softSTART	20 mín.
P mín.	8 cmH ₂ O	Bloqueo de softPAP	Apagado	Presión softSTART	4 cmH ₂ O

ADHERENCIA

Ø Uso 6:15 h

Duración de la terapia 174:51 h

Distribución de la duración de uso (% días)




	días	%	Ø Uso
Selección	28	100 %	6:15 h
Usado	27	96 %	6:29 h
con humidificador	23	85 %	4:34 h
≥ 4 h	27	96 %	6:29 h

TERAPIA

IAH 0 / h

Respiración periódica 0 %

Distribución IAH (% días)




IAo	0 / h	Presión (promedio)	8 cmH ₂ O
IHo	0 / h	Presión (P90)	9 cmH ₂ O
IAc	0 / h	Ronquido	0 %
IHc	1 / h	Duración sueño profundo	0:45 h
IAH incl. Hc	1 / h	Proporción de sueño profundo	12 %

FUGA

Proporción con nivel de fugas elevado
0 %


Distribución de fugas (% días)




Proporción con nivel de fugas elevado	0 %
Fuga (mediana)	0 l/min
Fuga (P95)	10 l/min
Índice SEL	0 / h

CALENDARIO DE 4 SEMANAS 1/12/2021 – 28/12/2021 EVALUACIÓN


ADHERENCIA




Ø Uso 6:15 h
 Uso 27 días (96 %)
 con humidificador 71 %




TERAPIA




IAH 0 / h
 IAH incl. Hc 1 / h
 Ronquido 0 %
 Sueño profundo 12 %
 Respiración periódica 0 %
 Índice de RERA 0 / h



FUGA



Proporción con nivel de fug... 0 %
 Fuga (mediana) 0 l/min
 Fuga (P95) 10 l/min
 Índice SEL 0 / h



EVALUACIÓN AMPLIADA DE TRS

	Valor medio	Mediana	95. Percentil
Duración de la respiración periódica	0:00 h	0:00 h	0:00 h
Respiración periódica	0 %	0 %	0 %
Duración de los ronquidos	0:00 h	0:00 h	0:00 h
Proporción de ronquidos	0 %	0 %	0 %
Índice de RERA	0	0	1
Duración de limitaciones de flujo	0:00 h	0:00 h	0:00 h
Proporción de limitaciones de flujo	0 %	0 %	0 %

PRESIÓN

	Mín.	Máx.	Mediana	P 85	P 90	P 95
Presión	4 cmH ₂ O	12,5 cmH ₂ O	8 cmH ₂ O	9 cmH ₂ O	9 cmH ₂ O	9,5 cmH ₂ O

Estado de los contadores del aparato de 28/12/2021

Terapia (N1)	383:43 h	Horas de servicio desde reinicio (N3)	383:44 h
de ella, con humidificador (N2)	304:14 h	Horas de servicio en total (N4)	383:44 h